

DRÄGER Oxydig: dispositivo di misurazione e allarme O2 per tende a ossigeno, ...

numero di articolo: 1001821

620,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER Oxydig: dispositivo di misurazione e allarme O2 per tende a ossigeno, incubatrici, respiratori, apparecchi per anestesia etc. Ambito di misurazione 0-100 vol.% O2, cavo del sensore a spirale allungabile fino a max. di 1,5 m, dimensioni del segnalatore 170 x 93 x 65 mm, peso 0,5 kg, misure del sensore diam. 40 mm, A 45 mm, allarme ottico e acustico in caso di superamento dei limiti di allarme programmabili singolarmente, usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

