

Manometro per circuito DRÄGER: un manometro è consigliabile tanto come strumento di ...

numero di articolo: 1003942

198,00 €
prezzo netto



Product description

Manometro per circuito DRÄGER: un manometro è consigliabile tanto come strumento di controllo per l'anestesia (imprescindibile nella respirazione artificiale) ma anche per la verifica della tenuta ermetica dell'apparecchio anestetizzante stesso incl. componenti circolari, usato Solo per uso veterinario

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

