

DRÄGER 7256931 MIBII Proto CONV-LS, con questo convertitore è possibile collegare un ...

numero di articolo: 1005121

190,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER 7256931 MIBII Proto CONV-LS, con questo convertitore è possibile collegare un monitor paziente Dräger della serie INFINITY a un dispositivo per anestesia o ventilazione. I dati vengono quindi visualizzati sul monitor del paziente, seconda mano.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

