

**DR. MACH Trigenflex R96, 3 x 50 watt,
circa 75.000 lux, focalizzabile.
Diametro del corpo ...**

numero di articolo: 1000656

1.390,00 €
prezzo netto



Product description

DR. MACH Trigenflex R96, 3 x 50 watt, circa 75.000 lux, focalizzabile. Diametro del corpo lampada 48 cm, campo luminoso: 15 - 26 cm, montaggio a soffitto o a parete, con manicotto sterilizzabile, incluso trasformatore, di seconda mano.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

