

**HANAULUX London lampada
operatoria, 3 x 50 W alogena, ca.
75.000 lux, fissaggio a parete ...**

numero di articolo: 1001377

1.080,00 €
prezzo netto



Product description

HANAULUX London lampada operatoria, 3 x 50 W alogena, ca. 75.000 lux, fissaggio a parete o a soffitto (al momento della prenotazione prego indicare anche l'altezza del soffitto!), per soffitti a partire da 260 cm di altezza, usata

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

