

HANAULUX 2004 Duo, lampada per sala operatoria, 2 x a 4 fasci di luce 24V 50 W (2 x ca. ...

numero di articolo: 1001383

3.500,00 €
prezzo netto



Product description

HANAULUX 2004 Duo, lampada per sala operatoria, 2 x a 4 fasci di luce 24V 50 W (2 x ca. 80000 Lux), con fissaggio comune a soffitto, altezza soffitto a partire da 300 cm, usata

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

