

**Lampada chirurgica Martin ML 701.
24V/150Watt, circa 80.000Lux.
Focalizzabile. Maniglia e ...**

numero di articolo: 1001386

1.850,00 €
prezzo netto



Product description

Lampada chirurgica Martin ML 701. 24V/150Watt, circa 80.000Lux. Focalizzabile. Maniglia e trasformatore sterilizzabili inclusi, buone condizioni, usata. Per il montaggio a soffitto a partire da un'altezza di 260 cm (specificare l'altezza del soffitto al momento dell'ordine).

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

