

HANAULUX 2004, lampada per sala operatoria a 4 fasci di luce 22,8 V/V 50 W (ca. 80.000 ...

numero di articolo: 1002365

1.980,00 €
prezzo netto



Product description

HANAULUX 2004, lampada per sala operatoria a 4 fasci di luce 22,8 V/V 50 W (ca. 80.000 Lux), per fissaggio a parete o a soffitto, altezza soffitto a partire da 300 cm, usata

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

