

SMITH EQ-5000 Livello 1 Equator, scaldapazienti convettivo. Intervallo di temperatura ...

numero di articolo: 1005201

590,00 €
prezzo netto



Product description

SMITH EQ-5000 Livello 1 Equator, scaldapazienti convettivo. Intervallo di temperatura regolabile: 36°C, 40°C, 44°C. Consegna comprensiva di tubo di alimentazione di 2 metri, di seconda mano. Si consiglia l'uso dei materassini riscaldanti convettivi di Moeck&Moeck. Sono compatibili con quasi tutti i sistemi di riscaldamento dei pazienti. Moeck&Moeck offre anche speciali cuscinetti riscaldanti per la medicina veterinaria. Si prega di richiedere un'offerta direttamente a Moeck&Moeck: vet@moeckundmoeck.de

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

