

SMITH Level 1, riscaldatore a convezione per pazienti con livelli di temperatura ...

numero di articolo: 1005247

650,00 €
prezzo netto



Product description

SMITH Level 1, riscaldatore a convezione per pazienti con livelli di temperatura regolabili: 37°C, 40°C, 43°C. Fornito con un tubo di alimentazione usato lungo 2 m. Si consiglia l'uso dei materassini riscaldanti convettivi di Moeck&Moeck. Questi sono compatibili con quasi tutti i sistemi di riscaldamento dei pazienti. Moeck&Moeck offre anche speciali supporti di riscaldamento per la medicina veterinaria. Si prega di richiedere un preventivo direttamente all'azienda Moeck&Moeck: vet@moeckundmoeck.de

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

