

MAQUET 1140.00 Betamaquet, sistema mobile a colonna per tavolo operatorio (la colonna del ...

numero di articolo: 1005270

8.900,00 €
prezzo netto



Product description

MAQUET 1140.00 Betamaquet, sistema mobile a colonna per tavolo operatorio (la colonna del tavolo può essere trasportata nella stanza insieme al piano del tavolo o senza di esso per mezzo di un carrello, in quanto non è saldamente ancorata al pavimento ma può essere spostata e appoggiata liberamente), incluso il trasportatore 1140. Possibilità di trasporto separato del piano del tavolo. Regolazione elettrica dell'altezza, dell'inclinazione laterale a destra/sinistra, dell'inclinazione in avanti/indietro, funzionamento a batteria. Regolazione manuale della piastra posteriore, delle piastre delle gambe divise e angolate, altezza regolabile: 72-108 cm, larghezza del piano del tavolo: 50 cm, dimensioni della base: 50x100 cm, piastre delle gambe rimovibili. Funzionamento sia a rete che a batteria, di seconda mano.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

