

## MEDAP Twista SP 1070: Pompa di aspirazione mobile con protezione meccanica di troppopieno ...

numero di articolo: 1004724

**1.450,00 €**  
prezzo netto



### Product description

MEDAP Twista SP 1070: Pompa di aspirazione mobile con protezione meccanica di troppopieno con camera per batteri idrofobi e filtro virus, incl. 2 contenitori di secrezione da 5 litri ciascuno Capacità di aspirazione 58 l/min, vuoto max. -90 kPa, di seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

