

PLANILUX Lampada Iris 100, serve per il discernimento dei più piccoli contrasti, per una ...

numero di articolo: 1001700

180,00 €
prezzo netto



Product description

PLANILUX Lampada Iris 100, serve per il discernimento dei più piccoli contrasti, per una migliore valutazione di radiografie sovrAsposte con brillantezza elevata, max. 70.000 CD/qm, oscuramento continuo, apertura di precisione iride con diametro continuo 5 - 100 mm, copertura a bordo netto sui più piccoli particolari d'immagine, come nuova

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

