

Apparecchio radiografico veterinario con tavolo radiografico universale, struttura in ...

numero di articolo: 1005286

3.400,00 €
prezzo netto



Product description

Apparecchio radiografico veterinario con tavolo radiografico universale, struttura in acciaio inox, piano in plastica, cassetto portacassette, colonna stativo regolabile longitudinalmente. Dimensioni: 140x60x64cm Altezza 207cm Generatore Siemens Polymobil II, potenza: 40-90kV (regolabile in 16 passi), 0,32mAs-200mAs (regolabile in 29 passi), usato

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

